

SUIVI MEDICAL - GIROUETTE

NOM : Girouette

SEXE : Femelle

Date de naissance : 26/08/2011

Pathologie : a fait une chute de 3 étages : traumatisme crânien + Hémorragie cérébrale.

22/10/2011 :

- **17H45** Appel de l'ASV du vétérinaire ***** à la police municipale pour un chaton amené dans le coma suite à une chute de 3 étages. Appel transmit à Gaëlle.
- **18H15** Arrivée sur les lieux : chaton d'environ 2 mois femelle en état de choc, a uriné (urines claires) et déféqué sous elle. Présente une raideur des membres, des muqueuses bleues, un saignement de l'oreille droite et des tremblements. Inconsciente. Pas de réaction aux stimuli (pincements entre les coussinets) Pupilles réactives à la lumière. Température 38.6 °C – Respiration rapide mais normale – Poids environ 900 Grammes

INJECTION DE 0.4 ML de DEXAZONE en sous cutanée.

MISE SUR TAPIS CHAUFFANT

23/10/2011 :

- **4H30** : Injection de 0.4 ml de DEXAZONE en sous cutanée et de 20 ml de RINGER Lactate
Etat stationnaire – se plaint – Muqueuses blanches – Respiration normale – plus de tremblements.
- **10H00** : Se plaint beaucoup – Réagit aux stimuli (pincements entre les coussinets sur AG/AD/PG/PD) - Arrêt du saignement d'oreille
- **14H00** : Ouverture des yeux et ronronnement au contact – 20 ML de RINGER LACTATE – 2 ML eau sucrée per os – Température 39.5°C - Muqueuses blanches
- **16H00** : Mouvements désordonnés de la tête et des pattes, yeux grand ouverts, pupilles normales, réactives à la lumière, chatte désorientée (aveugle ?? Sourde ??)
- **18H30** : Injection de 0.3 ml de DEXAZONE – 0.2 ml BAYTRIL - 20 ml de RINGER LACTATE – 2 ML eau sucrée per Os – Température 39.7 °C - Muqueuses blanches

- **20H30** : Montre des signes de faim – Essaie avec de la viande blanche : ¼ de Filet de dinde à la main + 4 ml eau à la seringue - Muqueuses Roses

24/10/2011 :

- **07H00** : Température 39.1 °C - Injection 0.2 ml DEXAZONE – ¼ de filet de dinde à la main – 4 ml d'eau à la seringue - Muqueuses Roses
- **12H45** : Température 39.7 °C - ¼ de Filet de dinde – 4 ML eau à la seringue – Bain tiède - Muqueuses roses
- **18H00** : Température 39.1 °C – ¼ de boîte de Thon – 4 ML eau à la seringue + 2 ml eau sucrée – présence d'un nystagmus occasionnel – test : Surdit /c c t  – muqueuses blanches
- **20H00** : Température 39 °C - 1/8 de steak hach  cru – 4 ml eau à la seringue – Injection 0.2 ml DEXAZONE – Injection 0.2 ml BAYTRIL – 20 ml RINGER LACTATE – muqueuses p les
- **22H30** : Température 39.1 °C – N'a pas voulu manger – 3 ml d'eau à la seringue – muqueuses roses – POIDS : 773 Grammes

ARRET DU TAPIS CHAUFFANT

25/10/2011 :

- **07H00** : Température 38.5 °C – Muqueuses p les – a pass  une nuit tr s agit e... Test Auditif : semble r entendre progressivement – Test oculaire : ne voit toujours pas. 1/8 bo te de thon + 1/8 viande blanche
- **12H45** : Température 38.5 °C – Muqueuses p les – Poils hirsute mais cherche   se relever, d ficiency moteur AG et t te pench e sur la gauche  galement. D ploiement de l'oreille droite. Essaie d'une « Minerve » : Mange sans tremblement mais ne la supporte pas longtemps pour le moment. 1/8 viande blanche + un peu de Thon + 25 ml RINGER LACTATE sous cutan e + 2 ml eau per os.
- **18H00** : Température 38.5 °C – Muqueuses p les – Essaie de se lever mais tjs troubles moteurs AG. 5 ML de NUTRIPLUS GEL – ½ Steak hach  – 1ML d'eau. Sensation avant et pendant la mixtion.
- **20H00** : Test de motricit  : OK patte AD (fait le mouvement pour marcher) Les 3 autres pattes n'ont pas encore repris leur motricit .

- **21H30** : Température 39°C – Injection 0.1 DEXAZONE – 0.2 BAYTRIL – 2 Ml eau per os – ¼ steak haché quelques morceaux d'escalope de dinde. Se tient de mieux en mieux en position couchée.

26/10/2011 :

- **7H30** : Température 38.5 °C – 2 Ml eau per os, ¼ filet de dinde + ¼ steak haché – Motricité pattes AD/PD – Se tient bien en position couchée « Sphinx » - Muqueuses roses – A passé une nuit calme.
- **12H45** : Mise en place de la grande cage pour rééducation – s'est dirigée seule pour manger seule : ¼ filet de dinde – ¼ Boîte de Thon – 2 Ml eau à la seringue – s'est dirigée seule vers son couchage en « rampant » - Commence à se tenir assise seule – Se tient debout avec appui côté gauche (se sert seule des parois de la cage comme appui pour tenir debout et manger) – Tête penche à gauche par moment mais arrive à se stabiliser – moins de tremblements lorsqu'elle mange.
- **18H30** : Etait en train de manger seule lors de mon arrivée – audition : de mieux en mieux – miaule moins – Motricité AG/AD/PG/PD (Effectue les mouvements de marche lorsqu'on la soutient mais parfois inversés (recule) – Se tient debout quelques secondes et arrive à effectuer des mouvements de marche.
- **21H30** : Se déplace seule entre la gamelle et le panier (debout, en rampant, en roulant : s'énerve lorsqu'elle n'arrive pas à se relever... Toujours mouvements incontrôlés et brutaux de la tête vers la gauche qui la fait tomber) – miaule et se met en position lors de la mixtion. Arrive à tenir sa tête plusieurs minutes et à suivre un déplacement (par le déplacement de l'air) – Test oculaire : tjs en cécité. Se relève seule en position debout au bout de plusieurs essais, se tient assise plusieurs minutes, n'a plus aucune difficulté en position couchée (sphinx) – Cherche la caresse avec sa tête. Muqueuses roses et température 38.5 °C

27/10/2011 :

- **7H30** : RAS – ¼ Viande de dinde, ¼ boîte de Thon
- **12h45** : Toujours en progrès, a fait un début de toilette seule
- **18H30** : Se déplace seule avec la tête penchée sur la gauche la plupart du temps. Motricité OK

- **21H00** : Autonome – Mange, se déplace, a réussi à sortir de sa cage en escaladant. Arrive à marcher correctement sur le parquet sur environ 5 mètres sans tomber. Test vue : Elle revoit partiellement. Mise à la pâtée pour chaton. Boit seule.

28/10/2011 :

- **AMELIORATION CONTINUE – MISE AUX CROQUETTES BABYCAT 34 + VIANDE BLANCHE**
Va à la litière seule (a fait sa première selle) – Se déplace de façon autonome sans tomber mais avec la tête penchée sur la gauche.

29/10/2011 :

- RAS

30/10/2011 :

- Commence à jouer seule avec balle et petite souris en tissus – se déplace quasi normalement. Elle semble voir la TV mais pas le reste (??) Entend par intermittence.

31/10/2011 :

- RAS – ARRIVE A FAIRE DES NUITS CALME DANS SA CAGE – Mise en contact avec les chiens - OK